

Silktoe[®]


Disegno anatomico
5 misure destre e 5 sinistre
2 grommets pressfit per impianto



Destro



Sinistro



Alluce rigido o limitato
Osteoartriti
Artriti reumatoidi
Superfici articolari distrutte
Articolazioni anchilosate o limitate
Ridotto range di movimento

IMPIANTO

- **Spaziatore**
Elastomero silconico
- **Grommets**
Lega di titanio
- **Sterilizzazione**
Ossido di Etilene (EtO)

PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI:

- Sepsi attive
- Carenze irrimediabili neurologiche e/o circolatorie e/o della pelle e/o delle ossa e/o malfunzionamento del sistema muscolare
- Paziente psicologicamente instabile
- Paziente pediatrico

CODICE


DESCRIZIONE

BRDNEWP2020L	Spaziatore SILKTOE - Taglia 20 Sinistra
BRDNEWP3030L	Spaziatore SILKTOE - Taglia 30 Sinistra
BRDNEWP3535L	Spaziatore SILKTOE - Taglia 35 Sinistra
BRDNEWP4040L	Spaziatore SILKTOE - Taglia 40 Sinistra
BRDNEWP5050L	Spaziatore SILKTOE - Taglia 50 Sinistra
BRDNEWP2020R	Spaziatore SILKTOE - Taglia 20 Destra
BRDNEWP3030R	Spaziatore SILKTOE - Taglia 30 Destra
BRDNEWP3535R	Spaziatore SILKTOE - Taglia 35 Destra
BRDNEWP4040R	Spaziatore SILKTOE - Taglia 40 Destra
BRDNEWP5050R	Spaziatore SILKTOE - Taglia 50 Destra

STRUMENTARIO

CODICE

DESCRIZIONE



SET.SILKTOE	Set strumentario SILKTOE (box completo)
BRDNEWPTSBOX	Box di sterilizzazione SILKTOE (vuoto)
BRDNPTHANDLE	Manico multifunzionale SILKTOE
BRDNPTHANDSU	Massa battente manico SILKTOE
BRDNPTCG2030	Guida di taglio SILKTOE 20-30
BRDNPTCG3535	Guida di taglio SILKTOE 35
BRDNPTCG4050	Guida di taglio SILKTOE 40-50
BRDNPTCGMASK	Maschera per guida di taglio
BRDNPTR2030P	Raspa metatarsale SILKTOE 20-30
BRDNPTR3535P	Raspa metatarsale SILKTOE 35
BRDNPTR4050P	Raspa metatarsale SILKTOE 40-50
BRDNPTR2030D	Raspa falangea SILKTOE 20-30
BRDNPTR3535D	Raspa falangea SILKTOE 35
BRDNPTR4050D	Raspa falangea SILKTOE 40-50
BRDNPTRADAPT	Adattatore per raspe SILKTOE
BRDNPTTEST20L	Spaziatore di prova SILKTOE 20 SX (verde)
BRDNPTTEST30L	Spaziatore di prova SILKTOE 30 SX (arancione)
BRDNPTTEST35L	Spaziatore di prova SILKTOE 35 SX (gialla)
BRDNPTTEST40L	Spaziatore di prova SILKTOE 40 SX (blu)
BRDNPTTEST50L	Spaziatore di prova SILKTOE 50 SX (rossa)
BRDNPTTEST20R	Spaziatore di prova SILKTOE 20 DX (verde)
BRDNPTTEST30R	Spaziatore di prova SILKTOE 30 DX (arancione)
BRDNPTTEST35R	Spaziatore di prova SILKTOE 35 DX (gialla)
BRDNPTTEST40R	Spaziatore di prova SILKTOE 40 DX (blu)
BRDNPTTEST50R	Spaziatore di prova SILKTOE 50 DX (rossa)
BRDNPTI2030P	Impattatore grommets metatarsale SILKTOE 20-30
BRDNPTI3535P	Impattatore grommets metatarsale SILKTOE 35
BRDNPTI4050P	Impattatore grommets metatarsale SILKTOE 40-50
BRDNPTI2030D	Impattatore grommets falangeo SILKTOE 20-30
BRDNPTI3535D	Impattatore grommets falangeo SILKTOE 35
BRDNPTI4050D	Impattatore grommets falangeo SILKTOE 40-50