


VITI BRM VR



**BREAK-OFF
SCREWS**




CE 0426

DESCRIZIONE PRODOTTO

Viti a stabilizzazione interframmentaria per l'osteosintesi di piccoli frammenti ossei. Sono viti a rottura programmata, cioè con capacità di cedimento di una parte della vite stessa, quando sollecitate con specifici movimenti eseguiti dal chirurgo, una volta raggiunto l'inserimento e la riduzione desiderati.

Disponibili in 2 differenti diametri e diverse lunghezze di filetto.



INDICAZIONI CLINICHE

Fissazione di frammenti ossei di piccola e media dimensione:

- distacchi epifisari
- osteotomia di Weil
- osteotomia distale del secondo, terzo o quarto metatarso per callosità plantari dolorose

AUTOPERFORANTI
E AUTOFILETTANTI
LEGA DI TITANIO Ti6AL4V



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

Diametro	2.0
L vite	Da 10 a 15 mm
Codice colore	Giallo

VITI STERILI 2.0

Codice	Descrizione
SRO120010S	Viti a rottura in Titanio BRM VR Ø 2.0 x 10 mm
SRO120011S	Viti a rottura in Titanio BRM VR Ø 2.0 x 11 mm
SRO120012S	Viti a rottura in Titanio BRM VR Ø 2.0 x 12 mm
SRO120013S	Viti a rottura in Titanio BRM VR Ø 2.0 x 13 mm
SRO120014S	Viti a rottura in Titanio BRM VR Ø 2.0 x 14 mm
SRO120015S	Viti a rottura in Titanio BRM VR Ø 2.0 x 15 mm



STRUMENTARIO	
SVRI2SD000	Manico viti a rottura programmata

Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-01A-005-A-IT-REV00