




DIGITALIS



ARTROPLASTICA
ARTICOLAZIONI
MCP & PIP



CE 0426

DESCRIZIONE PRODOTTO

Spaziatore in silicone elastomerico per l'artroplastica delle articolazioni metacarpo-falangee (MCP) e prossimali interfalangee (PIP) della mano.

Lo spaziatore Digitalis consente il ripristino della mobilità e dell'allineamento articolare, eliminando il dolore.

Il sistema è disponibile in diverse taglie con angolo di preflessione di 30° per gli impianti MCP e 15° per gli impianti PIP.

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE

- Allergia del paziente nei confronti del materiale dell'impianto
- Infezioni acute di natura locale o sistemica
- Gravi patologie vascolari, nervose, muscolo-tendinee o cutanee con compromissione dell'area anatomica interessata
- Strutture ossee insufficienti a garantire una buona tenuta dell'impianto
- Tumori ossei locali se non volontariamente trattati

INDICAZIONI CLINICHE

- Artrite reumatoide
- Osteoartrosi
- Articolazioni anchilosate o con un range di movimento limitato
- Articolazioni non funzionali a causa di inadeguato allineamento osseo e spazio articolare che non può essere ripristinato dalla sola ricostruzione dei tessuti molli
- Superfici articolari distrutte in seguito a eventi traumatici
- Osteoporosi, osteomalacia, dismorfosi se non volontariamente trattata
- Pazienti che non hanno ancora raggiunto la maturità scheletrica
- Gravi patologie sistemiche o dismetabolismi con coinvolgimento dell'area anatomica interessata
- Interventi di revisione di impianti protesici di altri fabbricanti



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

IMPIANTI



PIP	Taglia
DDG3T02001	1
DDG3T02002	2
DDG3T02003	3
DDG3T02004	4



MCP	Taglia
DDG3T01001	1
DDG3T01002	2
DDG3T01003	3
DDG3T01004	4
DDG3T01005	5

STRUMENTARIO



DDGI201013	Prova Digitalis MCP taglia 1 in silicone
DDGI201023	Prova Digitalis MCP taglia 2 in silicone
DDGI201033	Prova Digitalis MCP taglia 3 in silicone
DDGI201043	Prova Digitalis MCP taglia 4 in silicone
DDGI201053	Prova Digitalis MCP taglia 5 in silicone



DDGI201014	Prova Digitalis PIP taglia 1 in silicone
DDGI201024	Prova Digitalis PIP taglia 2 in silicone
DDGI201034	Prova Digitalis PIP taglia 3 in silicone
DDGI201044	Prova Digitalis PIP taglia 4 in silicone

KIT DIGITALIS



Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-04A-001-A-IT-REV00