



FRESE BRM

FRESE PER
**CHIRURGIA
PERCUTANEA**

CE 0426




BRM[®]
ExtremitiesS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Frese per la chirurgia percutanea del piede. Frese elicoidali, cilindriche, coniche o ovali di diversi diametri e lunghezze per l'osteotomia e il rimodellamento delle ossa del piede.

INDICAZIONI D'USO

Il taglio (osteotomia) e/o la fresatura dei tessuti ossei nel corso degli interventi mininvasivi di chirurgia percutanea del piede.



ACCIAIO INOSSIDABILE

13 GEOMETRIE DI TAGLIENTE

GAMBO TYPE 2

Ø 2.35 mm (ISO 1797)

L 60 mm



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

- **Shannon Corta e Standard**

Forma cilindrica e taglienti elicoidali

- **Wedge**

Forma conica e taglienti elicoidali

- **Conica**

Forma conica e taglienti elicoidali

- **Brophy**

Fresa di grandi dimensioni, dalla forma cilindrica, con taglienti elicoidali e punta arrotondata

- **Shannon Isham**

Forma cilindrica e taglienti dritti


- **Cilindrica retta**

Forma cilindrica e taglienti dritti


- **Cilindrica testa smussa**

Simile alla fresa Wedge, ma con taglienti dritti e con la punta arrotondata


DISPOSITIVI



BRB01S62008S SHANNON CORTA Ø 2.0 x 8 mm
conf. 1 pz sterile



BRB02S62013S SHANNON STD Ø 2.0 x 13 mm
conf. 1 pz sterile



BRB03S62012S SHANNON ISHAM Ø 2.0 x 12 mm
conf. 1 pz sterile




BRB04S63113S CONICA Ø 3.1 x 13 mm
conf. 1 pz sterile




BRB05S64113S CONICA Ø 4.1 x 13 mm
conf. 1 pz sterile


DISPOSITIVI



BRB06S62020S CILINDRICA Ø 2.0 x 20 mm
conf. 1 pz sterile




BRB07S62514S CILINDRICA Ø 2.5 x 14 mm
conf. 1 pz sterile



BRB08S63122S CILINDRICA Ø 3.1 x 22 mm
conf. 1 pz sterile



BRB09S63113S WEDGE Ø 3.1 x 13 mm
conf. 1 pz sterile



BRB10S64113S WEDGE Ø 4.1 x 13 mm
conf. 1 pz sterile


FRESE BRM

FRESE BRM


DISPOSITIVI



BRB11S63115S CILINDRICA SMUSSATA Ø 3.1 x 15 mm
conf. 1 pz sterile



BRB12S64115S CILINDRICA SMUSSATA Ø 4.1 x 15 mm
conf. 1 pz sterile



BRB13S65015S BROPHY Ø 5.0 x 15 mm
conf. 1 pz sterile



FRESE BRM

STRUMENTARIO



STVIPR0001 Manico porta lama



STVIPR0002 Scollatore dritto



STVIPR0003 Raspa doppia



STVIPR0004 Scollatore curvo

BRM-MI006-00 Box sterilizzazione strumentario percutanea

KIT PERCUTANEA



Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-06B-001-A-IT REVO