



Silktoe®

**ARTOPLASTICA
DELL'ARTICOLAZIONE
METATARSO-FALANGEA
DEL PRIMO RAGGIO
DEL PIEDE (MTF1)**

CE 0426

 **BRM**®
Extremities

DESCRIZIONE PRODOTTO

Spaziatore in silicone elastomerico per l'artroplastica dell'articolazione metatarso-falangea del primo raggio del piede (MTF1).

Il corpo in silicone sostituisce l'articolazione ripristinando il naturale movimento di dorsiflessione dell'alluce.

I due anelli metallici (grommets) in lega di titanio fungono da interfaccia tra lo spaziatore e i monconi ossei della falange e della testa metatarsale.

INDICAZIONI CLINICHE

Alluce rigido in stadio moderato o avanzato, che non abbia risposto adeguatamente ai trattamenti conservativi


CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE

- Allergia del paziente ai materiali di impianto
- Infezioni acute di natura locale o sistemica
- Gravi patologie vascolari, nervose, muscolo-tendinee o cutanee con compromissione dell'area anatomica interessata
- Strutture ossee insufficienti a garantire una buona tenuta dell'impianto
- Tumori ossei locali se non volontariamente trattati
- Osteoporosi, osteomalacia, dismorfosi se non volontariamente trattata
- Pazienti che non hanno ancora raggiunto la maturità scheletrica
- Donne in gravidanza
- Gravi patologie sistemiche o dismetabolismi con coinvolgimento dell'area anatomica interessata



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti





IMPIANTI

CODICE	TAGLIA
BRDNEWP2020L	20 SINISTRA
BRDNEWP3030L	30 SINISTRA
BRDNEWP3535L	35 SINISTRA
BRDNEWP4040L	40 SINISTRA
BRDNEWP5050L	50 SINISTRA

IMPIANTI

CODICE	TAGLIA
BRDNEWP2020R	20 DESTRA
BRDNEWP3030R	30 DESTRA
BRDNEWP3535R	35 DESTRA
BRDNEWP4040R	40 DESTRA
BRDNEWP5050R	50 DESTRA

STRUMENTARIO



BRDNPTHANDLE-QK Manico Silktoe attacco rapido



BRDNPTQK-TS Connettore rapido tipo-S

BRDNPTQK-TC Connettore rapido tipo-C




BRDNPTCG2030 Guide di taglio Silktoe 20-30

BRDNPTCG3535 Guide di taglio Silktoe 35

BRDNPTCG4050 Guide di taglio Silktoe 40-50

BRDNPTCGMASK Maschera per guide



BRDNPTI2030P-QK Impattore rapido grommets metatarsale Silktoe 20-30


BRDNPTI3535P-QK Impattore rapido grommets metatarsale Silktoe 35

BRDNPTI4050P-QK Impattore rapido grommets metatarsale Silktoe 40-50

BRDNPTI2030D-QK Impattore rapido grommets falangeo Silktoe 20-30

BRDNPTI3535D-QK Impattore rapido grommets falangeo Silktoe 35

BRDNPTI4050D-QK Impattore rapido grommets falangeo Silktoe 40-50



BRDNPTR2030P-QK Raspa rapida metatarsale Silktoe 20-30

BRDNPTR3535P-QK Raspa rapida metatarsale Silktoe 35


BRDNPTR4050P-QK Raspa rapida metatarsale Silktoe 40-50

BRDNPTR2030D-QK Raspa rapida falangea Silktoe 20-30

BRDNPTR3535D-QK Raspa rapida falangea Silktoe 35

BRDNPTR4050D-QK Raspa rapida falangea Silktoe 40-50

STRUMENTARIO



BRDNPTTEST20L Protesi di prova Silktoe 20 SX verde

BRDNPTTEST30L Protesi di prova Silktoe 30 SX arancione

BRDNPTTEST35L Protesi di prova Silktoe 35 SX gialla

BRDNPTTEST40L Protesi di prova Silktoe 40 SX blu

BRDNPTTEST50L Protesi di prova Silktoe 50 SX rossa

BRDNPTTEST20R Protesi di prova Silktoe 20 DX verde

BRDNPTTEST30R Protesi di prova Silktoe 30 DX arancione


BRDNPTTEST35R Protesi di prova Silktoe 35 DX gialla

BRDNPTTEST40R Protesi di prova Silktoe 40 DX blu

BRDNPTTEST50R Protesi di prova Silktoe 50 DX rossa

BRDNEWPTSBOX-QK Box sterilizzazione rapida Silktoe

KIT SILKTOE-QK



Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-02A-001-A-IT-REV00