

VITI BRM TOOL PRO

THE CHOICE OF
COMPRESSION


CE 0426

 **BRM**[®]
Extremities

DESCRIZIONE PRODOTTO

Viti a compressione interframmentaria “senza testa” per l’osteosintesi di grandi frammenti ossei. Combinano grandi proprietà autofilettanti ed autoperforanti a grandi capacità di riduzione e compressione delle fratture, per fornire una fissazione interna ottimale.

Disponibili in 2 differenti diametri e 2 differenti tipologie di filetto (parziale e totale).



INDICAZIONI CLINICHE

Fissazione di frammenti ossei di media e grande dimensione:


- distacchi epifisari
- anchilosi della caviglia
- anchilosi del polso
- osteotomia di calcagno

CONNESSIONE TORX
AUTOPERFORANTI
E AUTOFILETTANTI
LEGA DI TITANIO Ti6AL4V



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

Diametro	5.6	7.0
L vite	Da 30 a 85 mm	Da 40 a 110 mm
Connessione	T20	T25
Filo di K	Ø 1.6	Ø 2.5
L filetto	Filetto parziale / Filetto totale	
Codice colore	Grigio	Azzurro



VITI STERILI 5.6



Filetto corto	Ø	L
SOS156030CS	5.6	30
SOS156035CS	5.6	35
SOS156040CS	5.6	40
SOS156045CS	5.6	45
SOS156050CS	5.6	50
SOS156055CS	5.6	45
SOS156060CS	5.6	60
SOS156065CS	5.6	65
SOS156070CS	5.6	70
SOS156075CS	5.6	75
SOS156080CS	5.6	80
SOS156085CS	5.6	85



Filetto totale	Ø	L
SOS156035TS	5.6	35
SOS156040TS	5.6	40
SOS156045TS	5.6	45
SOS156050TS	5.6	50
SOS156055TS	5.6	55
SOS156060TS	5.6	60
SOS156065TS	5.6	65
SOS156070TS	5.6	70
SOS156075TS	5.6	75
SOS156080TS	5.6	80
SOS156085TS	5.6	85

VITI
TOOL PRO

VITI STERILI 7.0



Filetto corto	Ø	L
SOS17040CS	7.0	40
SOS17045CS	7.0	45
SOS17050CS	7.0	50
SOS17055CS	7.0	55
SOS17060CS	7.0	60
SOS17065CS	7.0	65
SOS17070CS	7.0	70
SOS17075CS	7.0	75
SOS17080CS	7.0	80
SOS17085CS	7.0	85
SOS17090CS	7.0	90
SOS17095CS	7.0	95
SOS170100CS	7.0	100
SOS170105CS	7.0	105
SOS170110CS	7.0	110



Filetto totale	Ø	L
SOS17050TS	7.0	50
SOS17055TS	7.0	55
SOS17060TS	7.0	60
SOS17065TS	7.0	65
SOS17070TS	7.0	70
SOS17075TS	7.0	75
SOS17080TS	7.0	80
SOS17085TS	7.0	85
SOS17090TS	7.0	90
SOS17095TS	7.0	95
SOS17100TS	7.0	100
SOS17105TS	7.0	105
SOS17110TS	7.0	110

VITI
TOOL PRO

STRUMENTARIO



UAOI0SA00L	Manico a innesto rapido tipo AO	per viti Ø 5.6 mm
UAOI0MT000	Manico a T a innesto rapido Jacobs	per viti Ø 7.0 mm
UAOI0MJ100	Manico a innesto rapido Jacobs	per viti Ø 7.0 mm



STAIGW016	Guida filo Ø 1.6 mm	per viti Ø 5.6 mm
STAIGD039	Guida punta Ø 3.9 mm	per viti Ø 5.6 mm
STAIPS056	Proteggi tessuti Ø 5.6 mm	per viti Ø 5.6 mm
STAIGW025	Guida filo Ø 2.5 mm	per viti Ø 7.0 mm
STAIGD046	Guida punta Ø 4.6 mm	per viti Ø 7.0 mm
STAIPS070	Proteggi tessuti Ø 7.0 mm	per viti Ø 7.0 mm



STAI256150M	Misuratore di profondità fino a L 85 mm KW 150	per viti Ø 5.6 mm
STAI270000M	Misuratore di profondità fino a L 110 mm KW 200 mm	per viti Ø 7.0 mm



STAI239GD0P	Punta Cannulata Ø 3.9 mm per Guida Punta	per viti Ø 5.6 mm
STAI246GD0P	Punta Cannulata Ø 4.6 mm per Guida Punta	per viti Ø 7.0 mm



STAI256000K	Countersink base Ø 5.6 mm	per viti Ø 5.6 mm
STAI270000K	Countersink base Ø 7.0 mm	per viti Ø 7.0 mm



STAI100020L	Avvitatore BTX20 cannulato lungo	per viti Ø 5.6 mm
STAI100025L	Avvitatore BTX25 cannulato lungo	per viti Ø 7.0 mm



STAI100020PL	Avvitatore BTX20 pieno lungo	per viti Ø 5.6 mm
STAI100025PL	Avvitatore BTX25 pieno lungo	per viti Ø 7.0 mm


STOI056070BPL	Vassoio metallico di sterilizzazione Tool Pro	
----------------------	---	--

FILI DI K



STOIKW16201503N	Fili di K Ø 1.6 x 200 mm con marker a 150 mm Conf. 3 pezzi - Non Sterile	per viti Ø 5.6 mm
STOIKW16201510N	Fili di K Ø 1.6 x 200 mm con marker a 150 mm Conf. 10 pezzi - Non Sterile	per viti Ø 5.6 mm
STOIKW25200003N	Fili di K Ø 2.5 x 200 mm Conf. 3 pezzi - Non Sterile	per viti Ø 7.0 mm
STOIKW252000010N	Fili di K Ø 2.5 x 200 mm Conf. 10 pezzi - Non Sterile	per viti Ø 7.0 mm

KIT TOOL PRO



Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-01A-003-A-IT-REV00