

VITI BRM TOOL VIP

VERIFIED
INTRATHREAD
PERFORMANCE



CE 0426



DESCRIZIONE PRODOTTO

Viti di stabilizzazione interframmentaria a filetto prossimale svasato per l'osteosintesi di piccoli frammenti ossei. Combinano grandi proprietà autofilettanti ed autoperforanti a grandi capacità di riduzione delle fratture, per fornire una fissazione interna ottimale.

Disponibili in 3 differenti diametri e diverse lunghezze di filetto.



INDICAZIONI CLINICHE

Fissazione di frammenti ossei di piccola e media dimensione:

- distacchi epifisari
- osteotomia per la correzione dell'alluce valgo
- osteotomia distale del secondo, terzo o quarto metatarso per callosità plantari dolorose
- anchilosi della caviglia
- anchilosi del polso
- fratture di falangi e metacarpi

TESTA SMUSSATA DI 45°
FILETTO CENTRALE RIBASSATO
AUTOPERFORANTI E
AUTOFILETTANTI
LEGA DI TITANIO Ti6AL4V



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

Diametro	2.5	3.0	4.0
L vite	Da 16 a 40 mm	Da 16 a 60 mm	
Connessione	Ex 1.7	Ex 2.0	Ex 2.5
Filo di K	Ø 1.0		Ø 1.5
Filetto	Unico progressivo		
Codice colore	Verde	Giallo	Blu

VITI STERILI 2.5



Codice	Ø	L
SSL125016S	2.5	16
SSL125018S	2.5	18
SSL125020S	2.5	20
SSL125022S	2.5	22
SSL125024S	2.5	24
SSL125026S	2.5	26
SSL125028S	2.5	28
SSL125030S	2.5	30
SSL125032S	2.5	32
SSL125034S	2.5	34
SSL125036S	2.5	36
SSL125038S	2.5	38
SSL125040S	2.5	40

VITI STERILI 3.0



Codice	Ø	L
SSL130016S	3.0	16
SSL130018S	3.0	18
SSL130020S	3.0	20
SSL130022S	3.0	22
SSL130024S	3.0	24
SSL130026S	3.0	26
SSL130028S	3.0	28
SSL130030S	3.0	30
SSL130032S	3.0	32
SSL130034S	3.0	34
SSL130036S	3.0	36
SSL130038S	3.0	38
SSL130040S	3.0	40
SSL130042S	3.0	42
SSL130044S	3.0	44
SSL130046S	3.0	46
SSL130048S	3.0	48
SSL130050S	3.0	50
SSL130052S	3.0	52
SSL130054S	3.0	54
SSL130056S	3.0	56
SSL130058S	3.0	58
SSL130060S	3.0	60

VITI
TOOL VIP

VITI STERILI 4.0



Codice	Ø	L
SSL140016S	4.0	16
SSL140018S	4.0	18
SSL140020S	4.0	20
SSL140022S	4.0	22
SSL140024S	4.0	24
SSL140026S	4.0	26
SSL140028S	4.0	28
SSL140030S	4.0	30
SSL140032S	4.0	32
SSL140034S	4.0	34
SSL140036S	4.0	36
SSL140038S	4.0	38
SSL140040S	4.0	40
SSL140042S	4.0	42
SSL140044S	4.0	44
SSL140046S	4.0	46
SSL140048S	4.0	48
SSL140050S	4.0	50
SSL140052S	4.0	52
SSL140054S	4.0	54
SSL140056S	4.0	56
SSL140058S	4.0	58
SSL140060S	4.0	60



VITI
TOOL VIP

STRUMENTARIO



UAOI0MA000 Manico a innesto rapido

UAOI0SA00S Manico a innesto rapido AO in silicone



STOI232000M Misuratore di profondità 60 mm



STVI220XL0P Punta cannulata lunga Ø 1.8 mm per viti Ø 2.5 mm

STVI224XL0P Punta cannulata lunga Ø 2.0 mm per viti Ø 3.0 mm

STVI234XL0P Punta cannulata lunga Ø 2.9 mm per viti Ø 4.0 mm



STVI2250BK Countersink base Ø 2.5 mm per viti Ø 2.5 mm

STVI2300BK Countersink base Ø 3.0 mm per viti Ø 3.0 mm

STVI2400BK Countersink base Ø 4.0 mm per viti Ø 4.0 mm



STVI2ES017S Avvitatore slim cannulato Hex 1.7 per viti Ø 2.5 mm

STVI2ES020S Avvitatore slim cannulato Hex 2.0 per viti Ø 3.0 mm

STVI2ES025S Avvitatore slim cannulato Hex 2.5 per viti Ø 4.0 mm



STVI2ES017P Avvitatore pieno Hex 1.7 per viti Ø 2.5 mm

STVI2ES020P Avvitatore pieno Hex 2.0 per viti Ø 3.0 mm

STVI2ES025P Avvitatore pieno Hex 2.5 per viti Ø 4.0 mm



UKWI00150T Tubo per la sterilizzazione dei fili di K

STVIEG000BP Vassoio di sterilizzazione Tool Vip

FILI DI K




STOIKW10150803N Fili di K Ø 1.0 x 150 mm con marker a 80 mm Conf. 3 pezzi - Non Sterile per viti Ø 2.5 - 3.0 mm

STOIKW10150810N Fili di K Ø 1.0 x 150 mm con marker a 80 mm Conf. 10 pezzi - Non Sterile per viti Ø 2.5 - 3.0 mm

STOIKW15150803N Fili di K Ø 1.5 x 150 mm con marker a 80 mm Conf. 3 pezzi - Non Sterile per viti Ø 4.0 mm

STOIKW15150810N Fili di K Ø 1.5 x 150 mm con marker a 80 mm Conf. 10 pezzi - Non Sterile per viti Ø 4.0 mm

KIT TOOL VIP



Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-01A-004-A-IT-REV00