

VITI BRM TOOL

MODERATE
COMPRESSION
BEST
FIXATION


CE 0426



DESCRIZIONE PRODOTTO

Viti a compressione interframmentaria “senza testa” per l’osteosintesi di piccoli frammenti ossei. Combinano grandi proprietà autofilettanti ed autoperforanti a grandi capacità di riduzione e compressione delle fratture, per fornire una fissazione interna ottimale.

Disponibili in 4 differenti diametri e diverse lunghezze di filetto.



INDICAZIONI CLINICHE

Fissazione di frammenti ossei di piccola e media dimensione:

- distacchi epifisari
- osteotomia per la correzione dell’alluce valgo
- osteotomia distale del secondo, terzo o quarto metatarso per callosità plantari dolorose
- anchilosi della caviglia
- anchilosi del polso
- fratture di scafoide
- fratture di falangi e metacarpi

CONNESSIONE TORX
AUTOPERFORANTI E
AUTOFILETTANTI
LEGA DI TITANIO Ti6AL4V



Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti

Diametro	2.2	2.6	3.2	4.0
L vite	Da 10 a 40 mm		Da 10 a 60 mm	
Connessione	T7		T8	T9
Filo di K	$\varnothing$ 0.8		$\varnothing$ 1.2	
L filetto	Filetto lungo / Filetto corto			Filetto lungo
Codice colore	Blu	Giallo	Verde	Fucsia

IMPIANTI



VITI STERILI 2.2



Filetto lungo	Ø	L
STO122010PS	2.2	10
STO122012PS	2.2	12
STO122014PS	2.2	14
STO122016PS	2.2	16
STO122018PS	2.2	18
STO122020PS	2.2	20
STO122022PS	2.2	22
STO122024PS	2.2	24
STO122026PS	2.2	26
STO122028PS	2.2	28
STO122030PS	2.2	30
STO122032PS	2.2	32
STO122034PS	2.2	34
STO122036PS	2.2	36
STO122038PS	2.2	38
STO122040PS	2.2	40



Filetto corto	Ø	L
STO122011PS	2.2	11
STO122013PS	2.2	13
STO122015PS	2.2	15
STO122017PS	2.2	17
STO122019PS	2.2	19
STO122021PS	2.2	21
STO122023PS	2.2	23
STO122025PS	2.2	25
STO122027PS	2.2	27
STO122029PS	2.2	29
STO122031PS	2.2	31
STO122033PS	2.2	33
STO122035PS	2.2	35
STO122037PS	2.2	37
STO122039PS	2.2	39

VITI STERILI 2.6



Filetto lungo	Ø	L
STO126010PS	2.6	10
STO126012PS	2.6	12
STO126014PS	2.6	14
STO126016PS	2.6	16
STO126018PS	2.6	18
STO126020PS	2.6	20
STO126022PS	2.6	22
STO126024PS	2.6	24
STO126026PS	2.6	26
STO126028PS	2.6	28
STO126030PS	2.6	30
STO126032PS	2.6	32
STO126034PS	2.6	34
STO126036PS	2.6	36
STO126038PS	2.6	38
STO126040PS	2.6	40



Filetto corto	Ø	L
STO126011PS	2.6	11
STO126013PS	2.6	13
STO126015PS	2.6	15
STO126017PS	2.6	17
STO126019PS	2.6	19
STO126021PS	2.6	21
STO126023PS	2.6	23
STO126025PS	2.6	25
STO126027PS	2.6	27
STO126029PS	2.6	29
STO126031PS	2.6	31
STO126033PS	2.6	33
STO126035PS	2.6	35
STO126037PS	2.6	37
STO126039PS	2.6	39

VITI STERILI 3.2



Filetto lungo	Ø	L
SOS132010PS	3.2	10
SOS132012PS	3.2	12
SOS132014PS	3.2	14
SOS132016PS	3.2	16
SOS132018PS	3.2	18
SOS132020PS	3.2	20
SOS132022PS	3.2	22
SOS132024PS	3.2	24
SOS132026PS	3.2	26
SOS132028PS	3.2	28
SOS132030PS	3.2	30
SOS132032PS	3.2	32
SOS132034PS	3.2	34
SOS132036PS	3.2	36
SOS132038PS	3.2	38
SOS132040PS	3.2	40
SOS132042PS	3.2	42
SOS132044PS	3.2	44
SOS132046PS	3.2	46
SOS132048PS	3.2	48
SOS132050PS	3.2	50
SOS132052PS	3.2	52
SOS132054PS	3.2	54
SOS132056PS	3.2	56
SOS132058PS	3.2	58
SOS132060PS	3.2	60



Filetto corto	Ø	L
SOS132011PS	3.2	11
SOS132013PS	3.2	13
SOS132015PS	3.2	15
SOS132017PS	3.2	17
SOS132019PS	3.2	19
SOS132021PS	3.2	21
SOS132023PS	3.2	23
SOS132025PS	3.2	25
SOS132027PS	3.2	27
SOS132029PS	3.2	29
SOS132031PS	3.2	31
SOS132033PS	3.2	33
SOS132035PS	3.2	35
SOS132037PS	3.2	37
SOS132039PS	3.2	39
SOS132041PS	3.2	41
SOS132043PS	3.2	43
SOS132045PS	3.2	45
SOS132047PS	3.2	47
SOS132049PS	3.2	49
SOS132051PS	3.2	51
SOS132053PS	3.2	53
SOS132055PS	3.2	55
SOS132057PS	3.2	57
SOS132059PS	3.2	59

VITI STERILI 4.0



Filetto lungo	Ø	L
SOS140010PS	4.0	10
SOS140012PS	4.0	12
SOS140014PS	4.0	14
SOS140016PS	4.0	16
SOS140018PS	4.0	18
SOS140020PS	4.0	20
SOS140022PS	4.0	22
SOS140024PS	4.0	24
SOS140026PS	4.0	26
SOS140028PS	4.0	28
SOS140030PS	4.0	30
SOS140032PS	4.0	32
SOS140034PS	4.0	34



Filetto lungo	Ø	L
SOS140036PS	4.0	36
SOS140038PS	4.0	38
SOS140040PS	4.0	40
SOS140042PS	4.0	42
SOS140044PS	4.0	44
SOS140046PS	4.0	46
SOS140048PS	4.0	48
SOS140050PS	4.0	50
SOS140052PS	4.0	52
SOS140054PS	4.0	54
SOS140056PS	4.0	56
SOS140058PS	4.0	58
SOS140060PS	4.0	60

STRUMENTARIO




UAOI0MA000 Manico a innesto rapido

UAOI0SA00S Manico a innesto rapido AO in silicone



STOIGW012 Guida filo Ø 1.2 mm



STOI232000M Misuratore di profondità 60 mm



STOI217008P Punta cannulata Ø 1.7 mm KW 0.8 per viti Ø 2.2 - 2.6 mm

STOI222000P Punta cannulata Ø 2.2 mm KW 1.2 per viti Ø 3.2 mm

STOI227012P Punta cannulata Ø 2.7 mm KW 1.2 per viti Ø 4.0 mm



STOI22200BK Countersink base Ø 2.2 - 2.6 mm per viti Ø 2.2 - 2.6 mm

STOI23200BK Countersink base Ø 3.2 mm per viti Ø 3.2 mm

STOI24000BK Countersink base Ø 4.0 mm per viti Ø 4.0 mm



STOI108007CS Avvitatore BTX7 slim cannulato KW 0.8 per viti Ø 2.2 - 2.6 mm

STOI100008CS Avvitatore BTX8 slim cannulato KW 1.2 per viti Ø 3.2 mm

STOI112009CS Avvitatore BTX9 slim cannulato KW 1.2 per viti Ø 4.0 mm



STOI100007P Avvitatore BTX7 pieno per viti Ø 2.2 - 2.6 mm

STOI100008P Avvitatore BTX8 pieno per viti Ø 3.2 mm

STOI100009P Avvitatore BTX9 pieno per viti Ø 4.0 mm



UKWI00120T Tubo per la sterilizzazione dei fili di K

STOI022040BPH Vassoio di sterilizzazione

FILI DI K



STOIKW08120803N Fili di K Ø 0.8 x 120 mm con marker a 80 mm Conf. 3 pezzi - Non Sterile per viti Ø 2.2 - 2.6 mm

STOIKW08120810N Fili di K Ø 0.8 x 120 mm con marker a 80 mm Conf. 10 pezzi - Non Sterile per viti Ø 2.2 - 2.6 mm

STOIKW12120803N Fili di K Ø 1.2 x 120 mm con marker a 80 mm Conf. 3 pezzi - Non Sterile per viti Ø 3.2 - 4.0 mm

STOIKW12120810N Fili di K Ø 1.2 x 120 mm con marker a 80 mm Conf. 10 pezzi - Non Sterile per viti Ø 3.2 - 4.0 mm

KIT TOOL



Distribuito da:



BRM EXTREMITIES Srl

Via Lorenzo Mascheroni 29
20145 Milano (MI) Italy
T +39 02 89415508
brm-extremities.com

Sede operativa

Via Privata ai Campi 7
23862 Civate (LC) Italy
T +39 0341 1693087
info@brm-extremities.com

D-01A-001-A-IT-REV00